

ANLEITUNG

SPRACHAUSWAHL ZOLL AED 3

1

Die Ein-/Aus-Taste lange drücken (> 5 sec) bis das ZOLL-Logo erscheint und auf das nächste Eingabefenster am Bildschirm warten.



2

Das Symbol **Gerätekonfiguration** drücken und so den Konfigurationsbildschirm öffnen.



3

Das Symbol **Sprachen** drücken.



ANLEITUNG

SPRACHAUSWAHL ZOLL AED 3

Die gewünschte Sprache auswählen und mit **Speichern** bestätigen.

4



Den AED 3 durch Drücken der Ein-/Aus-Taste für ca. 2 Sekunden ausschalten. Die Meldung **Abschaltvorgang läuft** wird auf dem Monitor angezeigt.

5

